

PREGÃO ELETRÔNICO 075/2023

Processo Administrativo 15767/2023

ESCLARECIMENTO 3

Dúvida: Kit Placa de Cilindropermopsina para análise quantitativa, pelo Método de imunoenensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Detecta concentrações de cilindropermopsina tão baixas quanto 0,05 ppb. Interpretação do resultado através de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras. Acompanha Certificado de Análise da Beacon Analytical Systems Inc.

Cada Kit contém:

- 1 Placa contendo 12 tiras de teste com 8 micropoços cada, embalados a vácuo em uma embalagem aluminizada, com dessecante indicador.
- 5 Frasco de vidro, contendo cada um 2 mL de calibradores de Cilindropermopsina correspondentes a 0 ppb, 0,05 ppb, 0,3 ppb, 0,75 ppb e 2,0 ppb.
- 1 Frasco contendo 2 mL de Controle Positivo de Cilindropermopsina (0,25 ppb).
- 1 Frasco contendo 8 mL de Conjugado Enzimático de Cilindropermopsina-HRP.
- 1 Frasco contendo 8 mL de Anticorpo de Cilindropermopsina.
- 1 Frasco contendo 14 mL de Substrato.
- 1 Frasco contendo 14 mL de Solução "Stop".
- 1 Frasco contendo 25 mL de Solução de lavagem.
- 1 Frasco contendo 25 mL de Diluente para Amostras/ Diluente Zero, para amostras com altas concentrações de Cilindropermopsina, acima da faixa da curva padrão, e também utilizado como Diluente Zero (LRB – Laboratory Reagent Blank).

Marca: Beacon

O kit de cilindropermopsina atende a especificação solicitada no Edital?

Resposta: O Kit de Cilindropermopsina da referida marca foi utilizado anteriormente e aprovado pelo nosso corpo técnico, portanto, aceitaremos os kits.

Atenciosamente,

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro